

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

**Código de barras:**



|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:       | Mascarilla FFP2 Con Valvula. Plegable (20 Unidades) Envasadas Individualmente |
| Código:            | 15063062                                                                      |
| EAN:               | 8435450465468                                                                 |
| UD. Medida:        | CAJA                                                                          |
| UDS. Envase:       | 1                                                                             |
| Peso con Embalaje: | 380 g.                                                                        |

### Datos Técnicos:

Mascarilla FFP2 Con Valvula

- Caja 20 Unidades.
- Cada mascarilla esta envasada individualmente.
- Con valvula.
- Incluye clip nasal para ajustar la mascarilla de forma comoda.
- Certificación CE.
- Concentración hasta 12 TLV.
- Aerosoles sólidos y líquidos de baja y media toxicidad.

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Coloque los dedos dentro de la mascarilla. Doble el clip de la nariz alrededor de los dedos para dar la forma de la nariz.
2. Mantenga el respirador en posición sobre la nariz y la boca con las cintas para la cabeza alrededor del dorso de la mano. Tire de la correa inferior sobre la cabeza y ajústela alrededor de la parte posterior del cuello.
3. Tire de la correa superior sobre la cabeza colocándola justo por encima de las orejas.
4. Usando ambas manos, coloque el clip nasal alrededor de la nariz y mueva las cintas para la cabeza para asegurar un sellado facial positivo.
5. Comprobación del sellado:
  - a. Para probar el ajuste de una mascarilla sin una válvula de exhalación, coloque ambas manos sobre el respirador y exhale bruscamente.
  - b. Para probar el ajuste de una mascarilla con una válvula de exhalación, coloque ambas manos sobre la máscara e inhale bruscamente. Se debe detectar una presión negativa dentro de la mascarilla.
  - c. Si siente flujo de aire en el área de la nariz, reajuste / apriete el clip de la nariz.
  - d. Si siente flujo de aire alrededor de los bordes de la mascarilla, vuelva a colocar la mascarilla / cinta para la cabeza para lograr un mejor ajuste.
  - e. Cambie la mascarilla inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o la mascarilla se daña o se distorsiona.
  - f. Cambie la mascarilla si no se puede lograr un sellado facial adecuado.
- g. La observancia cuidadosa de estas instrucciones es un paso importante en el uso seguro de la mascarilla.

### FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:



**WOLFPACK**  
Avenida del Florio 75, 18015, Granada  
A18030064  
Teléfono: 958208900  
Email: [info@wolfpacklineaprofesional.com](mailto:info@wolfpacklineaprofesional.com)

**WOLFPACK®**  
LINEA PROFESIONAL

**AVISO LEGAL:** Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que WOLFPACK no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención, y proceda a su eliminación, así como a cualquier documento adjunto. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión y comunicación con los clientes o personas interesadas. El titular del fichero es WOLFPACK. Sus datos no se ceden a terceros. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo a [info@wolffpacklineaprofesional.com](mailto:info@wolffpacklineaprofesional.com) en los términos de la LOPD y RD 1720/07.